

iVascular[®]

therapies for living


angiolite btk

Sirolimus eluting peripheral stent system

Dedicato al trattamento delle complesse
ischemie critiche degli arti inferiori

Comprovata efficacia
di rilascio del farmaco

Maglie
ultrasottili



Il piu' basso
profilo di attraversamento

Migliorata
trackability



www.ivascular.global

angiolite btk | Caratteristiche



HYDRAX
Rivestimento idrofilico brevettato a lunga durata



- 1** **PEBAK: anti-dislocamento**
Strato morbido per effetto cuscino
- 2 3** **NYLON: anti-puntura**
Strato interno rinforzato

BMS - CoCr		
Acrilato		Primer
Fluoropolimero + Sirolimus		Matrice
Fluoropolimero		Top
Arteria		

- > **Catetere Rapid Exchange (RX)**
- > **Compatibile con filo guida 0.014"**
- > **Compatibile con catetere guida 5F**
- > **Profilo punta: 0.016"**
- > **Profilo attraversamento da 0.043" a 0.051"**
- > **2 marker radiopachi (Pt-Ir)**
- > **Materiale pallone: Nylon e Pebax**
- > **Pallone: semicompiante**

- > **Tempo di sgonfiaggio medio: 3 sec**
- > **Press nom: 9-12 atm; RBP: 16 atm; ABP: 22 atm**
- > **Materiale stent: CoCr L605**
- > **Spessore maglie stent da 75µm a 85µm**
- > **Recoil < 5%**
- > **Accorciamento all'espansione < 3%**
- > **Farmaco: Sirolimus 1.4 µg/mm²**
- > **Polimero: Acrilato fluorinato**

Prodotto con Marchio CE certificato dall'ente notificatore 0318

Diametro Stent (mm)	lunghezza utile catetere: 142 cm							
	lunghezza dello stent							
	9	14	16	19	24	29	34	39
2.00	SPC DSRI4 150 200 009	SPC DSRI4 150 200 014	SPC DSRI4 150 200 016	SPC DSRI4 150 200 019	SPC DSRI4 150 200 024	SPC DSRI4 150 200 029	SPC DSRI4 150 200 034	SPC DSRI4 150 200 039
2.25	SPC DSRI4 150 225 009	SPC DSRI4 150 225 014	SPC DSRI4 150 225 016	SPC DSRI4 150 225 019	SPC DSRI4 150 225 024	SPC DSRI4 150 225 029	SPC DSRI4 150 225 034	SPC DSRI4 150 225 039
2.50	SPC DSRI4 150 250 009	SPC DSRI4 150 250 014	SPC DSRI4 150 250 016	SPC DSRI4 150 250 019	SPC DSRI4 150 250 024	SPC DSRI4 150 250 029	SPC DSRI4 150 250 034	SPC DSRI4 150 250 039
2.75	SPC DSRI4 150 275 009	SPC DSRI4 150 275 014	SPC DSRI4 150 275 016	SPC DSRI4 150 275 019	SPC DSRI4 150 275 024	SPC DSRI4 150 275 029	SPC DSRI4 150 275 034	SPC DSRI4 150 275 039
3.00	SPC DSRI4 150 300 009	SPC DSRI4 150 300 014	SPC DSRI4 150 300 016	SPC DSRI4 150 300 019	SPC DSRI4 150 300 024	SPC DSRI4 150 300 029	SPC DSRI4 150 300 034	SPC DSRI4 150 300 039
3.50	SPC DSRI4 150 350 009	SPC DSRI4 150 350 014	SPC DSRI4 150 350 016	SPC DSRI4 150 350 019	SPC DSRI4 150 350 024	SPC DSRI4 150 350 029	SPC DSRI4 150 350 034	SPC DSRI4 150 350 039
4.00	SPC DSRI4 150 400 009	SPC DSRI4 150 400 014	SPC DSRI4 150 400 016	SPC DSRI4 150 400 019	SPC DSRI4 150 400 024	SPC DSRI4 150 400 029	SPC DSRI4 150 400 034	SPC DSRI4 150 400 039
4.50	-	SPC DSRI4 150 450 014	SPC DSRI4 150 450 016	SPC DSRI4 150 450 019	SPC DSRI4 150 450 024	SPC DSRI4 150 450 029	SPC DSRI4 150 450 034	SPC DSRI4 150 450 039

Distribuito da:



Fabricado por:

Life Vascular Devices Biotech S.L
www.ivascular.global
info@ivascular.global