

*Minos*TM

Sistema di endoprotesi Addominale




Ampliare le possibilità dell'EVAR con un design
a bassissimo profilo

Design affidabile, sicurezza e durabilità garantite

Doppio stent prossimale



Migliora la conformabilità e la tenuta prossimale



Stent a Filamento


Uncini tagliati al laser sullo stent scoperto

Forniscono una fissazione attiva



Disegno trimodulare

Lunghezza di sovrapposizione regolabile




Stent elicoidale delle estensioni iliache

Alta flessibilità e riduce il rischio di occlusione

Tessuto in PET


Trama multifilamento resistente

Markers Radiopachi



Sistema di Cattura Proximale


Assicura un controllo del posizionamento dell'endoprotesi



Informazioni sul Prodotto e sull'Ordine


Corpo Principale (mm)

Diametro Proximale (D1)	Lunghezza Ipsilaterale (L1)	Profilo della Guaina Esterna (OD)	Codice Prodotto
22	100	14F	CM22-100
24	100	14F	CM24-100
26	100	14F	CM26-100
28	100	16F	CM28-100
30	100	16F	CM30-100
32	100	16F	CM32-100
34	100	16F	CM34-100




Cuffia Proximale (mm)

Diametro Endoprotesi (D2)	Lunghezza (L2)	Profilo della Guaina Esterna (OD)	Codice Prodotto
22	40	16F	CC22-40
24	40	16F	CC24-40
26	40	16F	CC26-40
28	40	16F	CC28-40
30	40	16F	CC30-40
32	40	16F	CC32-40
34	40	16F	CC34-40



Endoprotesi Iliaca (mm)

Diametro Distale dell'Estensione Iliaca (D3)	Lunghezza dell'Estensione Iliaca (L3)	Profilo della Guaina Esterna (OD)	Codice Prodotto
10	80	12F	CL10-80
10	100	12F	CL10-100
10	120	12F	CL10-120
10	140	12F	CL10-140
13	80	12F	CL13-80
13	100	12F	CL13-100
13	120	12F	CL13-120
13	140	12F	CL13-140
16	80	12F	CL16-80
16	100	12F	CL16-100
16	120	12F	CL16-120
16	140	12F	CL16-140
18	80	12F	CL18-80
18	100	12F	CL18-100
18	120	12F	CL18-120
18	140	12F	CL18-140
20	80	12F	CL20-80
20	100	12F	CL20-100
20	120	12F	CL20-120
20	140	12F	CL20-140
24	80	12F	CL24-80
24	100	12F	CL24-100
24	120	12F	CL24-120
24	140	12F	CL24-140



Lombard Medical Limited, Lombard Medical House, 4 Trident Park, Didcot, OX11 7HJ
Tel: +44 (0)1235 750800 Email: globalinfo@lombardmedical.com Website: www.lombardmedical.com

Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari nei rispettivi Paesi. Questi dispositivi devono essere utilizzati esclusivamente da un medico autorizzato. Indicazioni, controindicazioni, avvertenze, potenziali eventi avversi e istruzioni per l'uso si possono trovare nelle istruzioni per l'uso e nell'etichetta del prodotto fornita con ciascun dispositivo. La promozione, distribuzione o la vendita di questi dispositivi è vietata nei paesi in cui non sono stati ottenuti i certificati di registrazione o altre licenze. Questa brochure è destinata all'uso da parte delle persone a cui è stata fornita e non deve essere distribuita in modo diffuso come pubblicità. Tutte le informazioni possono essere modificate senza preavviso. Minos™ è prodotto da MicroPort Endovastec e distribuito in Europa da Lombard Medical Limited. Non è disponibile per la vendita negli Stati Uniti. ©2024 Lombard Medical Limited. All rights reserved. MP00004E_IT