

# NC xperience

Catetere a palloncino non compliante per dilatazione coronarica

**RBP fino a 20 atm**

**Perfetto per la post-dilatazione**

**Il miglior profilo di punta  
sul mercato**

Ottima  
**deliverability**

eccellente pushability  
e flessibilità

**Profilo di attraversamento  
- Ultra sottile**

Per passare attraverso le maglie dello  
stent e le lesioni calcifiche

**HYDRAX**



Rivestimento idrofilico  
durevole con tecnologia  
proprietaria



## Kissing balloon 6F compatibile

Il basso profilo di transizione tra l'ipotubo e lo shaft distale permette la tecnica di "kissing balloon" con 6F



## Indicazioni:

- **Tutti i tipi di dilatazione anche quelle di lesioni calcifiche** che richiedono gonfaggi ad alta pressione per migliorare la perfusione
- **Post dilatazione dello stent** per migliorarne l'apposizione alla parete dell'arteria e migliorarne il risultato angiografico

# NC xperience caratteristiche

- > Catetere **Rapid Exchange (RX)**
- > Compatibile con filo guida **0,014"**
- > Compatibile con catetere guida **5F**
- > Pressione nominale : **12 atm**
- > ABP: **25 atm**
- > RBP: **20 atm**
- > (0<4,50mm) **18 atm** (0>= 4,50mm)
- > Profilo punta: **0.016"**
- > Profilo attrav. pallone: da **0.029"** a **0.037"**
- > 2 markers radiopachi in **platino iridio**
- > **Compliance**: 7% max
- > **Tempo di sgonfiaggio**: 3 sec medio

**CE 0318**

Diametro Pallone (mm)	Lunghezza utile catetere: 142 cm							
	Lunghezza pallone (mm)							
	6	8	10	12	15	20	25	30
2.00	BC TRI4 150 200 006	BC TRI4 150 200 008	BC TRI4 150 200 010	BC TRI4 150 200 012	BC TRI4 150 200 015	BC TRI4 150 200 020	BC TRI4 150 200 025	BC TRI4 150 200 030
2.25	BC TRI4 150 225 006	BC TRI4 150 225 008	BC TRI4 150 225 010	BC TRI4 150 225 012	BC TRI4 150 225 015	BC TRI4 150 225 020	BC TRI4 150 225 025	BC TRI4 150 225 030
2.50	BC TRI4 150 250 006	BC TRI4 150 250 008	BC TRI4 150 250 010	BC TRI4 150 250 012	BC TRI4 150 250 015	BC TRI4 150 250 020	BC TRI4 150 250 025	BC TRI4 150 250 030
2.75	BC TRI4 150 275 006	BC TRI4 150 275 008	BC TRI4 150 275 010	BC TRI4 150 275 012	BC TRI4 150 275 015	BC TRI4 150 275 020	BC TRI4 150 275 025	BC TRI4 150 275 030
3.00	BC TRI4 150 300 006	BC TRI4 150 300 008	BC TRI4 150 300 010	BC TRI4 150 300 012	BC TRI4 150 300 015	BC TRI4 150 300 020	BC TRI4 150 300 025	BC TRI4 150 300 030
3.25	BC TRI4 150 325 006	BC TRI4 150 325 008	BC TRI4 150 325 010	BC TRI4 150 325 012	BC TRI4 150 325 015	BC TRI4 150 325 020	BC TRI4 150 325 025	BC TRI4 150 325 030
3.50	BC TRI4 150 350 006	BC TRI4 150 350 008	BC TRI4 150 350 010	BC TRI4 150 350 012	BC TRI4 150 350 015	BC TRI4 150 350 020	BC TRI4 150 350 025	BC TRI4 150 350 030
3.75	BC TRI4 150 375 006	BC TRI4 150 375 008	BC TRI4 150 375 010	BC TRI4 150 375 012	BC TRI4 150 375 015	BC TRI4 150 375 020	BC TRI4 150 375 025	BC TRI4 150 375 030
4.00	BC TRI4 150 400 006	BC TRI4 150 400 008	BC TRI4 150 400 010	BC TRI4 150 400 012	BC TRI4 150 400 015	BC TRI4 150 400 020	BC TRI4 150 400 025	BC TRI4 150 400 030
4.50	BC TRI4 150 450 006	BC TRI4 150 450 008	BC TRI4 150 450 010	BC TRI4 150 450 012	BC TRI4 150 450 015	BC TRI4 150 450 020		
5.00	BC TRI4 150 500 006	BC TRI4 150 500 008	BC TRI4 150 500 010	BC TRI4 150 500 012	BC TRI4 150 500 015	BC TRI4 150 500 020		

La disponibilità per la vendita di ciascun riferimento è legata all'autorizzazione all'immissione in commercio nel paese di destinazione

Distribuito da:



Via Raffaello, 8/10  
46040 Guidizzolo (MN)  
Tel. 0376 17163 - fax. 0376 840404  
customerservice@cardiva.com



Prodotto da:

Life Vascular Devices Biotech S.L.  
www.ivascular.global  
info@ivascular.global