



**iVascular**  
therapies for living

# xperience pro

Pallone coronarico per dilatazione



Il pallone che attraversa tutte le lesioni



[www.ivascular.global](http://www.ivascular.global)

# xperience pro

# Caratteristiche

- > Catetere **a scambio rapido** (RX)      > **Semi-compiante:** 10-15%
- > Compatibile con **cateteri guida 5F**      > **2 marker radiopachi in PtIr** (Platino Iridio)
- > NP: **6 atm** | RBP: **16 atm**

Prodotto con marchio CE, certificato da Ente Notificatore 0318

Diametro Pallone (mm)	Lunghezza del pallone (mm)					
	10	15	20	25	30	40
1.25	BC PRI4N 150 125 010	BC PRI4N 150 125 015	BC PRI4N 150 125 020	-	-	-
	BC PRI4N 150 125 110 *	BC PRI4N 150 125 115 *	-	-	-	-
1.50	BC PRI4N 150 150 010	BC PRI4N 150 150 015	BC PRI4N 150 150 020	-	BC PRI4N 150 150 030	-
	BC PRI4N 150 150 110 *	BC PRI4N 150 150 115 *	-	-	-	-
2.00	BC PRI4N 150 200 010	BC PRI4N 150 200 015	BC PRI4N 150 200 020	BC PRI4N 150 200 025	BC PRI4N 150 200 030	BC PRI4N 150 200 040
2.25	BC PRI4N 150 225 010	BC PRI4N 150 225 015	BC PRI4N 150 225 020	BC PRI4N 150 225 025	BC PRI4N 150 225 030	BC PRI4N 150 225 040
2.50	BC PRI4N 150 250 010	BC PRI4N 150 250 015	BC PRI4N 150 250 020	BC PRI4N 150 250 025	BC PRI4N 150 250 030	BC PRI4N 150 250 040
2.75	BC PRI4N 150 275 010	BC PRI4N 150 275 015	BC PRI4N 150 275 020	BC PRI4N 150 275 025	BC PRI4N 150 275 030	BC PRI4N 150 275 040
3.00	BC PRI4N 150 300 010	BC PRI4N 150 300 015	BC PRI4N 150 300 020	BC PRI4N 150 300 025	BC PRI4N 150 300 030	BC PRI4N 150 300 040
3.25	BC PRI4N 150 325 010	BC PRI4N 150 325 015	BC PRI4N 150 325 020	BC PRI4N 150 325 025	BC PRI4N 150 325 030	BC PRI4N 150 325 040
3.50	BC PRI4N 150 350 010	BC PRI4N 150 350 015	BC PRI4N 150 350 020	BC PRI4N 150 350 025	BC PRI4N 150 350 030	BC PRI4N 150 350 040
3.75	BC PRI4N 150 375 010	BC PRI4N 150 375 015	BC PRI4N 150 375 020	BC PRI4N 150 375 025	BC PRI4N 150 375 030	BC PRI4N 150 375 040
4.00	BC PRI4N 150 400 010	BC PRI4N 150 400 015	BC PRI4N 150 400 020	BC PRI4N 150 400 025	BC PRI4N 150 400 030	BC PRI4N 150 400 040
4.50	BC PRI4N 150 450 010	BC PRI4N 150 450 015	BC PRI4N 150 450 020	BC PRI4N 150 450 025	BC PRI4N 150 450 030	BC PRI4N 150 450 040
5.00	BC PRI4N 150 500 010	BC PRI4N 150 500 015	BC PRI4N 150 500 020	-	-	-

La disponibilità alla commercializzazione di ogni referenza per la vendita è soggetta alla autorizzazione del paese di destinazione

\* Referenza con un solo marker radiopaco al centro del pallone

Distribuito da:



Manufactured by:

**Life Vascular Devices Biotech S.L.**  
[www.ivascular.global](http://www.ivascular.global)  
[info@ivascular.global](mailto:info@ivascular.global)