


iVascular®

therapies for living

oceanus 35

Catetere per dilatazione a palloncino per PTA

Raggiungere & dilatare



www.ivascular.global

oceanus 35

caratteristiche

- > **Catetere coassiale** (OTW)
- > Lunghezza utile catetere: **80, 140, 200 cm**
- > Compatibilità filo guida: **0.035"**

- > Profili punta: **0.036"**
- > Profili attraversamento: da **0.057"** fino a **0.083"**

Prodotto con Marchio CE certificato dall'ente notificatore 0318

Dati di compliance OCEANUS 35

Diametro pallone (mm)	3mm	4mm	5mm	6mm	7mm	8mm	9mm	10mm	12mm
Pressione nominale (atm)	7	7	7	6	7	7	6	6	6
Pressione Massima Raccomandata (RBP)	16*	16	16	16	16	15	14	13	13
Pressione Media di Rottura (ABP)	24	24	23	23	23	21	20	20	19

* 20 atm: diameter 3mm - 60 mm

Lunghezza Utile Catetere	Pallone Ø (mm)	Lunghezza Palloncino (mm)								
		20	40	60	80	120	150	200		
80 cm	3	BP PC35 080 300 020	BP PC35 080 300 040	BP PC35 080 300 060	BP PC35 080 300 080	BP PC35 080 300 120	BP PC35 080 300 150	BP PC35 080 300 200		
	4	BP PC35 080 400 020	BP PC35 080 400 040	BP PC35 080 400 060	BP PC35 080 400 080	BP PC35 080 400 120	BP PC35 080 400 150	BP PC35 080 400 200		
	5	BP PC35 080 500 020	BP PC35 080 500 040	BP PC35 080 500 060	BP PC35 080 500 080	BP PC35 080 500 120	BP PC35 080 500 150	BP PC35 080 500 200		
	6	BP PC35 080 600 020	BP PC35 080 600 040	BP PC35 080 600 060	BP PC35 080 600 080	BP PC35 080 600 120	BP PC35 080 600 150	BP PC35 080 600 200		
	7	BP PC35 080 700 020	BP PC35 080 700 040	BP PC35 080 700 060	BP PC35 080 700 080	BP PC35 080 700 120	-	-		
	8	BP PC35 080 800 020	BP PC35 080 800 040	BP PC35 080 800 060	BP PC35 080 800 080	-	-	-		
	9	BP PC35 080 900 020	BP PC35 080 900 040	BP PC35 080 900 060	BP PC35 080 900 080	-	-	-		
	10	BP PC35 080 100 020	BP PC35 080 100 040	BP PC35 080 100 060	-	-	-	-		
	12	BP PC35 080 120 020	BP PC35 080 120 040	BP PC35 080 120 060	-	-	-	-		
	140 cm	3	BP PC35 140 300 020	BP PC35 140 300 040	BP PC35 140 300 060	BP PC35 140 300 080	BP PC35 140 300 120	BP PC35 140 300 150	BP PC35 140 300 200	
		4	BP PC35 140 400 020	BP PC35 140 400 040	BP PC35 140 400 060	BP PC35 140 400 080	BP PC35 140 400 120	BP PC35 140 400 150	BP PC35 140 400 200	
		5	BP PC35 140 500 020	BP PC35 140 500 040	BP PC35 140 500 060	BP PC35 140 500 080	BP PC35 140 500 120	BP PC35 140 500 150	BP PC35 140 500 200	
6		BP PC35 140 600 020	BP PC35 140 600 040	BP PC35 140 600 060	BP PC35 140 600 080	BP PC35 140 600 120	BP PC35 140 600 150	BP PC35 140 600 200		
7		BP PC35 140 700 020	BP PC35 140 700 040	BP PC35 140 700 060	BP PC35 140 700 080	BP PC35 140 700 120	-	-		
8		BP PC35 140 800 020	BP PC35 140 800 040	BP PC35 140 800 060	BP PC35 140 800 080	-	-	-		
9		BP PC35 140 900 020	BP PC35 140 900 040	BP PC35 140 900 060	BP PC35 140 900 080	-	-	-		
10		BP PC35 140 100 020	BP PC35 140 100 040	BP PC35 140 100 060	-	-	-	-		
12		BP PC35 140 120 020	BP PC35 140 120 040	BP PC35 140 120 060	-	-	-	-		
Novità 200 cm		3	-	-	-	-	-	-	-	
		4	-	-	-	-	-	-	-	
		5	-	-	-	-	-	-	-	
	6	BP PC35 200 600 020	-	-	-	-	-	-		
	7	BP PC35 200 700 020	-	-	-	-	-	-		
	8	BP PC35 200 800 020	-	-	-	-	-	-		
	9	BP PC35 200 900 020	-	-	-	-	-	-		
	10	BP PC35 200 100 020	-	-	-	-	-	-		
	12	BP PC35 200 120 020	-	-	-	-	-	-		

● Introduttore: **5F** ● Introduttore: **6F**

Distribuito da:



Fabricado por:

Life Vascular Devices Biotech, S.L.
www.ivascular.global
info@ivascular.global